

J.S.EVRO®

Surgical Instruments, Implants, Endoscopy
and Equipment for Operating Rooms

SICHERER BODEN – SICHERER AUFTRITT.


Vacu-Frog Bodensauger

Mit dem Vacu-Frog Bodensauger lassen sich Flüssigkeiten leicht vom Boden entfernen.

So einfach funktioniert es:

Schließen Sie einfach den vormontierten Schlauch des Vacu-Frogs am Saugkanister Ihres Vakuum-Aspirators oder an die zentrale Vakuum-Station Ihres Hauses an. Schalten Sie Ihre Absauganlage ein und setzen Sie den Vacu-Frog auf die betroffene Stelle, um Flüssigkeiten vom Boden aufzunehmen.

Eine gesonderte Aufbewahrung oder Reinigung ist nicht nötig, da es sich beim dem Vacu-Frog Bodensauger um ein Einwegprodukt handelt.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

J.S.EVRO Instrumente GmbH · Graneggweg 14 · 78532 Tuttlingen, Germany

Phone +49-7461-12085 · Fax +49-7461-77812

info@jsevro.com · www.jsevro.com

Bestellinformationen

Art.-Nr. **15-00-007** Vacu-Frog Bodensauger

Verpackungseinheit: 15 oder 30 Stück (unsteril)